

Anticorpo Policlonal Anti-Mmp25 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Número do item: CM0022553

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP25 humano. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteases e matriz extracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Espécie	Humano
ID do Gene	64386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-539 do MMP25 humano (NP_071913.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPA2
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo