

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp25 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npa2

Número do item: CM0027427

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao MMP25 humano (MT6-MMP/leucolisina). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 350-540). ~63 kDa. Para pesquisa em câncer e leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho MMP25
Observações/Apêndice	MMP20; MMPL1; MMP-25; MMP20A; MT6MMP; MTMMP6; MT-MMP6; MT6-MMP; MT-MMP 6; MMP25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	64386
GeneID	64386
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 350-540 do MMP25 humano (NP_071913.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPA2
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo