

## Anticorpo Policlonal Anti-Mmp3 Para Wb, Elisa - P28862

Número do item: CM0028979

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MMP3 (Estromelisina-1) para aplicações de WB e ELISA. Reconhece MMP3 de camundongo com peso molecular de 54 kDa. Adequado para pesquisas sobre degradação da matriz extracelular e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

|                            |                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | MMP3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos       | SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1                                                                                     |
| Espécie                    | Camundongo                                                                                                                |
| GeneID (Humano)            | 4314                                                                                                                      |
| GeneID                     | 17392                                                                                                                     |
| Imunógeno                  | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 385-477 da MMP3 humana (NP_034939.1) |
| Origem                     | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                 |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo                                                                                                                |
| SWISS                      | P28862                                                                                                                    |
| Peso Molecular da Proteína | 54 kDa                                                                                                                    |
| Envio                      | Bolsa de gelo                                                                                                             |