

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número do item: CM0018145



introdução

MMP3 Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo, Rato. Alvo da estromelisina-1, uma metaloproteinase de matriz chave na remodelação da MEC, inflamação e imunidade antiviral. Ideal para pesquisa em câncer e artrite.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4314
GeneID	4314
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08254
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo