

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mmp3 (Estromelisina-1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08254

Número do item: CM0003788



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra MMP3 humano (Estromelisina-1). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Ideal para pesquisa de degradação da MEC e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho MMP3
Observações/Apelido	SL-1; STMY; STR1; CHDS6; MMP-3; STMY1; MMP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4314
ID do Gene	4314
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 385-477 do MMP3 humano (NP_002413.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P08254
Peso Proteico	54 kDa
Envio	Em saco de gelo