


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mmp7 (Matrilisina) Para Wb, Elisa - P09237

Número do item: CM0003948



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho MMP7 para WB e ELISA. Reage especificamente com matrilisina humana (MMP-7), ~30 kDa. Ideal para pesquisa de remodelação da matriz extracelular e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP7 Rabbit mAb
Observações/Apelido	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4316
ID do Gene	4316
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-267 da MMP7 humana (P09237)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09237
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo