


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Mmp7 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09237

Número do item: CM0017911



introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado à MMP7 humana (Matrilisina/PUMP-1), validado para Western blotting, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para estudos de metaloproteinase da matriz 7 em câncer, remodelamento tecidual e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP7 Rabbit pAb
Observações/Alias	MMP-7; MPSL1; PUMP-1; MMP7
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4316
GeneID	4316
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 da MMP7 humana (NP_002414.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P09237
Peso Proteico	30kDa
Envio	Saco de gelo