


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mmp8 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22894

Número do item: CM0020434



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MMP8 (colagenase de neutrófilos) para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre matriz extracelular e inflamação. SWISS: P22894.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho contra MMP8
Observações/alias	HNC; CLG1; MMP-8; PMNL-CL; MMP8
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4317
ID do gene	4317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-467 da MMP8 humana (NP_002415.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P22894
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo