

Anticorpo Policlonal Anti-Mmp9 Para Wb, Elisa - P41245

Número do item: CM0020291

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra MMP9 de camundongo (gelatinase B, collagenase tipo IV de 92 kDa). Validado para WB e ELISA, ideal para investigar o remodelamento da MEC, a reabsorção óssea e a metástase em pesquisas com camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMP9 Rabbit pAb
Observações/Alíás	Ctg4b, Gel B, MMP-9, B/MMP9, pro-MMP-9, Pro-MMP9
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	4318
GeneID (Camundongo)	17395
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 108-730 da MMP9 de camundongo (NP_038627.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P41245
Peso da Proteína	80 kDa
Envio	Bolsa de gelo