


Anticorpo Monoclonal Anti-Mmut Para Wb, Ihc-P, Elisa - P22033

Número do item: CM0012352



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-MMUT de alta qualidade validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a função da mutase metilmalonil-CoA em pesquisas metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MMUT Coelho mAb
Observações/Apelido	MCM; MUT; MMUT
Espécie	Humano
GeneID	4594
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MMUT humano (P22033).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22033
Peso da Proteína	83kDa
Envio	Saco com gelo