

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Mnat1 Para Wb, Ip, Elisa - P51948

Número do item: CM0019080



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra MNAT1 humano (fator de montagem MAT1/CDK7), adequado para WB, IP, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Para pesquisa de regulação do ciclo celular e da transcrição. Peso molecular da proteína: 36 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MNAT1 Rabbit pAb
Observações/Alias	MAT1; TFB3; CAP35; RNF66; MNAT1
Espécie	Humano
ID do Gene	4331
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-309 do MNAT1 humano (NP_002422.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P51948
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo