

Anticorpo Policlonal Anti-Mnx1/Hb9/Hlxb9 Para Wb E Elisa - P50219

Número do item: CM0021424

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator de transcrição humano MNX1/HB9/HLXB9. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre o desenvolvimento de neurônios motores e do pâncreas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-MNX1/HB9/HLXB9
Observações/Apelido	HB9; HLXB9; SCRA1; HOXHB9; MNX1/HB9/HLXB9
Espécie	Humana
GeneID (humano)	3110
GeneID	3110
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-315 do MNX1/HB9/HLXB9 humano (NP_005506.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P50219
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo