


Anticorpo Monoclonal Anti-Mob1A/B Para Wb, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Número do item: CM0004902



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao MOB1A/B humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização Hippo e câncer. Fornecimento tudo-em-um pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MOB1A/B Rabbit mAb
Observações/Apelido	MOB1; MATS1; Mob4B; C2orf6; MOBK1B; MABKL1B; MOBKL1B; MOB1A/B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55233/92597
GeneID	55233/92597
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do MOB1A/B humano (NP_060691.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H8S9 / Q7L9L4
Peso da Proteína	25 kDa
Envio	Saco de gelo