


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mob1A/Mob1B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H8S9 / Q7L9L4

Número do item: CM0021390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a MOB1A/MOB1B, validado para WB, IF/ICC e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. As proteínas MOB1 são ativadoras da via Hippo, regulando o tamanho dos órgãos e a supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MOB1A/MOB1B pAb de coelho
Observações/Apelido	MOB1A/MOB1B
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	55233/92597
ID do gene	55233/92597
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9H8S9/Q7L9L4
Envio	Bolsa de gelo