


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mob4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y3A3

Número do item: CM0024968



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra MOB4 humano, validado para Western blot, IHC-parafina e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Útil para investigar as funções do complexo STRIPAK na sinalização celular e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MOB4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	2C4D; MOB1; MOB3; PHOCN; PREI3; CGI-95; MOBKL3; MOB4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25843
ID do Gene	25843
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 do MOB4 humano (NP_056202.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y3A3
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo