

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mobp Para Wb E Elisa - Q13875

Número do item: CM0020795

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-MOBP de alta qualidade, validado para aplicações de WB e ELISA. Reage com MOBP humano, de camundongo e de rato, uma proteína associada à mielina envolvida na compactação da bainha de mielina. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	MOBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	MOBP
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4336
ID do gene	4336
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da MOBP humana (NP_891980.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13875
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo