

Anticorpo Monoclonal Anti-Moesina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P26038

Número do item: CM0009165



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Moesina humana, validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para o estudo das proteínas da família ERM, da organização do córtex celular e da sinalização imune. UniProt P26038.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra Moesina
Observações/Apelido	HEL70; IMD50; Moesina
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4478
ID do gene	4478
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da MSN humana (P26038).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P26038
Peso da proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo