

Anticorpo Policlonal Anti-Moesina Para Wb, Elisa - P26038

Número do item: CM0024417



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a moesina humana (MSN), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudar proteínas da família ERM e regulação do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Moesina Coelho pAb
Observações/Apelido	HEL70; IMD50; Moesin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4478
GeneID	4478
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da Moesina humana (NP_002435.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P26038
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Saco de gelo