

Anticorpo Policlonal Anti-Moesina Para Wb, If/Icc, Elisa - P26038

Número do item: CM0015088



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Moesina humana (MSN), validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar as funções das proteínas ERM na organização do córtex celular, na regulação imunológica e na dinâmica do citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Moesina pAb de coelho
Observações/Apelido	HEL70; IMD50; Moesina
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4478
GeneID	4478
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 458-557 da Moesina humana (NP_002435.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P26038
Peso da proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo