

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Mogs Para Wb E Elisa - Q13724

Número do item: CM0013273

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta MOGS humano (manosil-oligossacarídeo glicosidase, DER7/GCS1), ~92kDa, para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Excelente para pesquisa de degradação de N-glicanos - Q13724.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb Coelho MOGS
Observações/Apelido	DER7; GCS1; CDG2B; CWH41; MOGS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7841
ID do Gene	7841
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-320 do MOGS humano (NP_006293.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13724
Peso da Proteína	92kDa
Envio	Bolsa de Gelo