

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Mok Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uq07

Número do item: CM0022938

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra MOK humano (RAGE-1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de sinalização de quinase e ciliogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MOK Rabbit pAb
Observações/Apelido	RAGE; RAGE1; STK30; RAGE-1; MOK
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do MOK humano (NP_055041.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UQ07
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco de gelo