


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Monoamina Oxidase A (Maoa) Para If/Icc, Elisa - P21397

Número do item: CM0017498



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Monoamina Oxidase A (MAOA) humana, validado para IF/ICC e ELISA. Detecta MAOA mitocondrial, uma enzima chave na degradação de neurotransmissores. Adequado para pesquisa em neurociência e cardiovascular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Monoamina Oxidase A (MAOA)
Observações/Apelido	BRNRS; MAO-A; Monoamina Oxidase A (MAOA)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4128
GeneID	4128
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-260 da Monoamina Oxidase A humana (NP_000231.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21397
Peso Molecular da Proteína	61kDa
Envio	Em saco de gelo