


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Monoamina Oxidase A (Maoa) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P21397

Número do item: CM0015490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a monoamina oxidase A (MAOA) humana para Western blot, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos do metabolismo de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Monoamina Oxidase A (MAOA)
Observações/Apelido	BRNRS; MAO-A; Monoamina Oxidase A (MAOA)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4128
GeneID	4128
Imunôgênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da Monoamina Oxidase A humana (NP_000231.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P21397
Peso Proteico	61 kDa
Envio	Em saco de gelo