


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Monoamina Oxidase B (Maob) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27338

Número do item: CM0003799



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Monoamina Oxidase B (MAOB) humana. Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo de neurotransmissores e pesquisa de doenças neurodegenerativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Monoamina Oxidase B (MAOB)
Observações/Apelido	MAOB; monoamina oxidase B; Monoamina Oxidase B (MAOB)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4129
GeneID	4129
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Monoamina Oxidase B (MAOB) humana (P27338).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27338
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Bolsa de gelo