

Anticorpo Policlonal Anti-Morf4L2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Número do item: CM0028878

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o MORF4L2 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o complexo NuA4, regulação da cromatina e vias de reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	MORF4L2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MRGX, MORFL2, MORF4L2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9643
ID do Gene	9643
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-282 do MORF4L2 humano (NP_001135890.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15014
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco com gelo