

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Anti-Camundongo Cd107B (Lamp2) Para Citometria De Fluxo - P17047

Número do item: CM0008198



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a ABflo 647 direcionado a CD107b (LAMP2) de camundongo validado para citometria de fluxo. Reage com camundongo. Ideal para investigar biogênese de lisossomos, autofagia e vias de apresentação de antígenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Camundongo CD107b mAb
Observações/Apelidos	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3920
GeneID	16784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-189 do CD107b de camundongo (NP_001017959.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17047
Peso Proteico	46kDa
Envio	Bolsa de gelo