

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd107B Para Citometria De Fluxo - P17047

Número do item: CM0004911



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD107b (LAMP-2) de camundongo. Validado para citometria de fluxo, este anticorpo de proteína de membrana lisossomal de 46 kDa permite detectar a expressão de CD107b em camundongos. Ideal para estudos de autofagia e lisossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD107b mAb
Observações/Alíase	Mac3; LGP-B; CD107b; Lamp-2; Lamp II; Lamp-2a; Lamp-2b; Lamp-2c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3920
GeneID	16784
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-189 do CD107b de camundongo (NP_001017959.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P17047
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo