

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd112/Nectin-2 (Abflo 488) Para Fc - P32507

Número do item: CM0011382



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD112/Nectin-2 conjugado com ABflo 488, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de sinalização de células T, imunooncologia e adesão celular em modelos de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD112/Nectin-2 mAb
Observações/Apelido	MPH; Pvr; Pvs; Cd112; Pvr12; nectin-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5819
GeneID	19294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-345 do CD112/Nectin-2 de camundongo (NP_033016.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P32507
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo