

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd112/Nectina-2 De Camundongo Para Fc - P32507

Número do item: CM0008364



introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD112/Nectina-2 de camundongo para citometria de fluxo, direcionado ao modulador de linfócitos T e proteína de adesão celular. Validado para camundongo, ideal para pesquisa em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD112/Nectina-2 de Camundongo
Observações/Alíase	MPH, Pvr, Pvs, Cd112, Pvr12, nectin-2
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5819
GeneID (camundongo)	19294
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-345 da CD112/Nectina-2 de camundongo (NP_033016.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P32507
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Bolsa de gelo