

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd117/C-Kit De Camundongo Para Fc - P05532

Número do item: CM0009291



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao receptor CD117/c-Kit de camundongo para citometria de fluxo. Apoia pesquisas com células hematopoiéticas e células-tronco, oferecido como uma matéria-prima confiável para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD117/c-Kit de camundongo
Observações/Apelidos	W; Bs; Fdc; Ssm; SC01; SC05; SOW3; CD117; c-KIT; Tr-kit; Gsfsc01; Gsfsc05; Gsfscow3
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3815
GeneID	16590
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-523 do CD117/c-Kit de camundongo (NP_001116205.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05532
Peso da Proteína	22kDa/108kDa/109kDa
Envio	Bolsa de gelo