

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd11A (Apc) Para Fc - P24063

Número do item: CM0012810

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com APC que visa o CD11a de camundongo (cadeia alfa LFA-1) para citometria de fluxo. Reconhece a subunidade de integrina de leucócitos envolvida na adesão e respostas imunes. Validado com imunógeno recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	APC Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
Observações/Apelido	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3683
GeneID	16408
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-340 do CD11a de camundongo (NP_001240801.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P24063
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco com gelo