

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd11A Para Citometria De Fluxo - P24063

Número do item: CM0009265

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD11a conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina alfa-L (LFA-1), envolvida na adesão de leucócitos, migração e formação da sinapse imunológica. Adequado para pesquisas em imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Mouse CD11a mAb
Observações/Apelido	Cd11a; LFA-1; Ly-15; Ly-21; (p180); LFA-1A
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	3683
ID do Gene (Mouse)	16408
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-340 do CD11a de mouse (NP_001240801.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	P24063
Peso da Proteína	128kDa
Envio	Saco de gelo