


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11B De Rato (Biotina) Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0004150



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com biotina direcionado a CD11b de rato (Integrina alfa-M, ITGAM) para aplicações em citometria de fluxo (CF). Validado em amostras de rato, imunógeno recombinante, peso previsto de 127 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Biotina Coelho anti-Rato CD11b
Observações/Apelidos	CR3, CR3A, MAC1, Cd11b, Ly-40, Mac-1, Mac-1a, CD11b/CD18, F730045J24Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 do CD11b de rato (NP_032427.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05555
Peso da Proteína	127kDa
Envio	Bolsa de gelo