


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11B De Camundongo () Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0012723



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD11b de camundongo, conjugado a , para citometria de fluxo. Validado para camundongos. Imunógeno de proteína recombinante. Ideal para estudar a função da integrina alfa-M em monócitos, macrófagos e microglia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD11b de camundongo
Observações/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID (Camundongo)	16409
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 da proteína CD11b de camundongo (NP_032427.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso da Proteína	127kDa
Transporte	Saco de gelo