


Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Cd11B Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0005854



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD11b (Integrina alfa-M) de rato, validado para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular. Adequado para estudos de adesão de leucócitos, função de receptor de complemento e atividade microglial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD11b de Rato de Coelho
Observações/Apelidos	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3684
ID do Gene	16409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 143-337 da CD11b de rato (NP_032427.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Transporte	Bolsa de gelo