


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd11B (Percp) Para Citometria De Fluxo - P05555

Número do item: CM0006080



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com PerCP contra CD11b de camundongo, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina alfa-M (Mac-1), um recetor de adesão de leucócitos. Adequado para pesquisa imunológica. SWISS P05555.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PerCP Coelho anti-Mouse CD11b mAb
Observações/Apelido	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3684
GeneID	16409
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05555
Peso Proteico	127kDa
Envio	