

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11C De Camundongo Para Fc - Q9Qxh4

Número do item: CM0012248

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD11c de camundongo conjugado a , validado para citometria de fluxo (FC). Adequado para estudar a integrina alfa-X na adesão de células imunológicas e respostas inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal anti-CD11c de Camundongo
Observações/Apelido	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Remessa	Saco de gelo