

Anticorpo Monoclonal Anti-CD11C De Camundongo Para Fc - Q9Qxh4

Número do item: CM0010837

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD11c de camundongo, proveniente de hamster arménio, validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a integrina alfa-X de camundongo, um importante receptor de adesão nas respostas imunitárias. Ideal para investigação em imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb anti-CD11c de camundongo
Observações/Alias	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
ID do gene (Humano)	3687
ID do gene (Camundongo)	16411
Imunogénio	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Origem	Hamster arménio
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso da proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo