

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd11C De Camundongo Para Fc - Q9Qxh4

Número do item: CM0008670

introdução

Anticorpo monoclonal de hamster armênio contra CD11c de camundongo (Integrina alfa-X), validado para citometria de fluxo. Reconhece CD11c de camundongo; imunógeno: proteína recombinante. Ideal para pesquisas sobre resposta inflamatória e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD11c de Camundongo
Observações/Apelidos	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3687
GeneID	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Origem	Hamster armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso da Proteína	129 kDa
Envio	Bolsa de gelo