

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd11C () Para Citometria De Fluxo - Q9Qxh4

Número do item: CM0006015

introdução

Anticorpo monoclonal anti-Camundongo CD11c conjugado com (clone N418) validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a integrina alfa-X, um marcador de células dendríticas, para análise de células imunes de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal anti-Camundongo CD11c
Observações/Apêndice	Cr4; N418; Cd11c
Espécie	Camundongo
GenelD (humano)	3687
GenelD	16411
Imunógeno	Proteína recombinante de CD11c de camundongo
Fonte	Hamster Armênio
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QXH4
Peso Proteico	129kDa
Envio	Em saco de gelo