


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd122 Para Citometria De Fluxo - P16297

Número do item: CM0011107



introdução

Anticorpo monoclonal de rato conjugado com , específico para CD122 de camundongo (subunidade beta do receptor de IL-2). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de sinalização de IL-2 e função de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rat anti-Mouse CD122 mAb
Observações/Alias	p70; CD122; IL15Rbeta; IL-2Rbeta; IL-15Rbeta; IL-2/15Rbeta
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3560
GeneID	16185
Imunôgeno	Peptídeo sintético: peptídeo sintetizado derivado do CD122 de camundongo.
Origem	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16297
Peso Proteico	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo