

Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra Para Fc - P16382

Número do item: CM0009485

introdução

mAb de coelho anti-Mouse CD124/IL-4Ra validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a cadeia alfa do receptor de interleucina-4 de camundongo (UniProt P16382). Ideal para estudos de diferenciação Th2, alergia e IgE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-Mouse CD124/IL-4Ra
Observações/Apelido	Il4r; CD124
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3566
ID do Gene	16190
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-233 do CD124/IL-4Ra de camundongo (NP_001008700.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16382
Peso Proteico	87kDa
Envio	