


Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Cd127/Il-7Rα () Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0004679



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD127/IL-7Rα de rato (UniProt P16872). Validado para citometria de fluxo. Específico para rato, imunógeno de proteína recombinante, peso molecular de 51 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Rato CD127/IL-7Rα
Observações/Alias	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene (Rato)	16197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 de CD127/IL-7Rα de rato (NP_612564.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P16872
Peso Molecular da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo