

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd127/IL-7R α Para Citometria De Fluxo - P16872

Número do item: CM0011468



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD127 (IL-7R α) de camundongo para citometria de fluxo (FC). Validado em camundongo, adequado para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Camundongo CD127/IL-7R α mAb
Observações/Apelido	CD127; IL-7Ralpha
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3575
ID do Gene (Camundongo)	16197
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-239 do CD127/IL-7R α do camundongo, NP_612564.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P16872
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo