


Anticorpo Monoclonal Anti-Mouse Cd130/Gp130 Para Fc - Q00560

Número do item: CM0008764



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD130/gp130 conjugado com para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo a subunidade beta do receptor de IL-6, permitindo a pesquisa sobre sinalização de citocinas, regulação imune e inflamação. – Q00560.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD130/gp130 mAb
Observações/Apelido	CD130; gp130; D13Erttd699e; 5133400A03Rik
Espécie	Mouse
ID do Gene (Humano)	3572
ID do Gene (Mouse)	16195
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-617 do CD130/gp130 de mouse (NP_034690.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Mouse
SWISS	Q00560
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo