


Anticorpo Monoclonal Anti-Rato Cd130/Gp130 Para Citometria De Fluxo - Q00560

Número do item: CM0008992



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD130/gp130 de rato (SWISS Q00560), conjugado com o corante , para citometria de fluxo. Reage com camundongos, o imunógeno mapeia para o domínio extracelular (aa 23-617).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Rato CD130/gp130 mAb
Observações/Alias	CD130; gp130; D13Ert699e; 5133400A03Rik
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	3572
GeneID	16195
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-617 da CD130/gp130 de rato (NP_034690.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q00560
Peso Proteico	102kDa
Transporte	Saco de gelo