

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd138/Sindecana-1 () Para Citometria De Fluxo - P18828

Número do item: CM0009776

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD138/Sindecana-1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Reconhece o domínio extracelular, adequado para estudar adesão celular mediada por proteoglicanos, biologia de exossomos e vias de sinalização MSX1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CD138/Sindecana-1
Observações/Apelido	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6382
GeneID (Camundongo)	20969
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-255 do CD138/Sindecana-1 de camundongo (NP_035649.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P18828
Peso Proteico	33kDa
Envio	Em saco de gelo