

Anticorpo Monoclonal Anti-Camundongo Cd140B/Pdgfr Beta (Pe) Para Citometria De Fluxo - P05622

Número do item: CM0008923



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a PE direcionado ao CD140b/PDGFR beta de camundongo para citometria de fluxo. Adequado para pesquisa em angiogênese, desenvolvimento cardiovascular e fibrose renal. Validado em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb PE Coelho anti-Camundongo CD140b/PDGFR beta
Observações/Apelido	Pdgfr; CD140b; PDGFR-1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	5159
GeneID	18596
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-530 do CD140b/PDGFR beta de camundongo (NP_032835.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P05622
Peso Molecular da Proteína	123kDa
Transporte	Saco de gelo