

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd146 De Camundongo () Para Fc - Q8R2Y2

Número do item: CM0009184

introdução

mAb de coelho anti-CD146 de camundongo validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo CD146/MUC18/glicerina de camundongo, ~71 kDa. Imunógeno recombinante. Adequado para estudos de adesão celular e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD146 de camundongo
Observações/Apelidos	CD146; CD149; Muc18; s-endo; 1-glicerina; s-glicerina
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4162
ID do Gene	84004
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 24-563 do CD146 de camundongo (NP_075548.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8R2Y2
Peso da Proteína	71 kDa
Envio	Bolsa de gelo