

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd150/Slam De Rato Para Citometria De Fluxo - Q9Qum4

Número do item: CM0011136

introdução

Anticorpo monoclonal anti-CD150/SLAM de rato conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o membro 1 da família SLAM de camundongo, um receptor de membrana celular de 38 kDa envolvido na sinalização imunológica. Reage com amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD150/SLAM de Rato de Coelho
Observações/Apelidos	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6504
GeneID	27218
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-242 do CD150/SLAM de camundongo (NP_038758.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QUM4
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Bolsa de gelo